


Sani-Tech® Top Works™ Systeme



Sani-Tech® Top Works™

Unsere Top Works™ Komponenten, hergestellt aus hochreinen platin-katalysierten Silikonelastomeren oder Thermoplasten, schaffen eine aseptische Abdichtung für die Handhabung verschiedener hochreiner Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Anwendungen. Das Top Works™ Flüssigkeitstransfersystem ermöglicht Ihnen leichtes Nachrüsten Ihrer existierenden Glas- und Kunststoffballons, Glaslösungs- und Medienflaschen sowie Edelstahlbehälter für aseptischen Flüssigkeitstransfer, Probenahme oder Abdichtung.

Merkmale

Top Works™ S.I.B.® (Smooth Inner Bore)-Technologie stellt sicher, dass Fluidkontaktbereiche praktisch frei von Toträumen sind, wodurch die Gefahr von Kreuzkontamination und Produktverlust reduziert wird.

Top Works™ Systeme können vollständig auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung abgestimmt werden. Vormontierte Konfigurationen mit mehreren Anschlüssen mit Silikonschläuchen und Tauchrohren sind verfügbar.

Alle hochreinen platin-katalysierten Silikon- und Thermoplastkomponenten können autoklaviert und sterilisiert werden, für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Biokompatibilität

Alle für Top Works™ verwendeten Rohmaterialien sind nicht-zytotoxisch und in Übereinstimmung mit den Vorschriften der USP-Klasse VI. Sani-Tech® Top Works™ sind im Drug Master File der U.S. Food and Drug Administration (FDA) registriert.

BIOPHARMAZEUTISCHE PRODUKTE

Verschluss- und Flüssigkeitstransfersysteme

Leistungsmerkmale/Vorteile

- Aseptische Abdichtung für die Handhabung von hochreinen Flüssigkeiten und empfindlichen biologischen Substanzen
- Silikoneinsätze mit oder ohne Silikonschläuchen oder hygienischen Tauchrohren
- Polypropylenschraubkappen mit Anschlüssen
- Angepasste Schraubverschlüsse mit multiplen Anschlussmöglichkeiten
- Hergestellt aus hochreinem platin-katalysierten Silikon oder Thermoplasten
- Alle Komponenten sind sterilisierbar für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Möglichkeit zur Maßanfertigung für alle Komponenten

Typische Anwendungen

- Aseptischer Flüssigkeitstransfer, Probenahme oder Abdichtung
- Glas- und Kunststoffballons
- Glasflaschen für Lösungen und Medien
- Edelstahlbehälter
- Prozessanwendungen



Sani-Tech® Top Works™ Systeme für Ballons von 10 l, 20 l und 50 l

Artikelnummer	Beschreibung
FS-SIL-CB	Festsilikon-Balloneinsatz
FS-2160-830	Schraubkappe mit Einsatzöffnung
MASSANFERTIGUNG	Konfigurationen für mehrere Anschlüsse auf Anfrage

Sani-Tech® Top Works™ Systeme für Medienflaschen

Artikelnummer	Beschreibung
FS-SIL-MB	Festsilikoneinsatz (Flaschenhals 30 mm I.D.)
FS-SCRWCAP	Schraubkappe aus Festpolysulfon für Medienflasche
FS-SCRWCAPH	Schraubkappe mit offener Oberseite für Medienflasche
MASSANFERTIGUNG	Konfigurationen für mehrere Anschlüsse auf Anfrage

Sani-Tech® Top Works™ Systeme für Laborflaschen

Artikelnummer	Beschreibung
FS-SIL-LB-38	Festsilikon # 38-430 Verschlusseinsatz
FS-118-1107	Verschlussschraubkappe - klar
FS-SIL-LB-53	Festsilikon # 53 Verschlusseinsatz
FS--2160-0530	Verschlussschraubkappe - weiß
MASSANFERTIGUNG	Konfigurationen für mehrere Anschlüsse auf Anfrage

Top Works™ ist ein Warenzeichen.

S.I.B.® und Sani-Tech® sind eingetragene Warenzeichen.

Sani-Tech® Top Works™ Systeme für Glaslösungsflaschen

Artikelnummer	Beschreibung
FS--SOL-040	Festsilikonkappe für 4-L-Flasche
FS-CL-TUKF	1 1/2" True Union-Klemme für SIL-SOL-040
FS-SIL-SOL-250	Festsilikonkappe für 2 1/2" Gal.-Flasche
FS-CL-TUK3	3" True Union-Klammer für SIL-SOL-250
MASSANFERTIGUNG	Konfigurationen für mehrere Anschlüsse auf Anfrage

Sani-Tech® Top Works™ Systeme für Edelstahlbehälter

Artikelnummer	Beschreibung
FS-TEC-150	1 1/2" Festsilikon-Abschlusskappe
FS-TEC-200	2" Festsilikon-Abschlusskappe
FS-TEC-300	3" Festsilikon-Abschlusskappe
MASSANFERTIGUNG	Konfigurationen für mehrere Anschlüsse auf Anfrage

Sterilisationsverfahren

- Autoklavierung
- Bestrahlung — bis zu 2,5 Mrad (25 Kilogray)
- Gas — Ethylenoxid

Biopharmazeutische produkte *Come through clean.™*



Intertechnik Elze
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Str. 1
31008 Elze
GERMANY
TEL: +49 (0)5068 4022
FAX: +49 (0)5068 2244
MAIL: info@ite.de



Saint-Gobain Performance Plastics
3910 Industrial Drive
Beaverton, MI 48612



WICHTIG: Es obliegt der Verantwortung des Benutzers, die Eignung und Sicherheit der Schläuche von Saint-Gobain Performance Plastics für alle Anwendungen sicherzustellen. Es sind Labor- und klinische Tests in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften durchzuführen, um die Sicherheit und Wirkungsfähigkeit der Schläuche in der jeweiligen Anwendung zu ermitteln.

Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab ursprünglichem Kaufdatum gewährleistet die Saint-Gobain Performance Plastics Corporation die Einwandfreiheit des Produktes in Bezug auf Material und Verarbeitung. Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, einen jeglichen Teil des Produktes, der sich als schadhaft erweist, zu ersetzen oder nach unserem Ermessen den Kaufpreis desselben zurückzuerstatten. Der Benutzer übernimmt alle anderen Risiken, einschließlich Verletzungsgefahr, Verlust oder Schaden, ob direkt oder indirekt, die durch den Gebrauch, den Missbrauch oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu benutzen, entstehen. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ZUSICHERUNGEN ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNGEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN. Abweichungen jeglicher Art werden nicht anerkannt.

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftpflicht für jegliche bereitgestellten Empfehlungen oder für Werte, die in Bezug auf dieses Produkt ermittelt werden. Das Risiko der Gabe und Annahme der Empfehlungen liegt beim Käufer.